

Bayrosoft® Quicktest

Bandelettes de test pour la détermination du pH et de la concentration en oxygène actif liquide. Simple et rapide d'utilisation.

Utilisation

Fonction du produit : analyse de l'eau

Les bandelettes Bayrosoft® Quicktest permettent une analyse de l'eau de la piscine simple et rapide. Elles mesurent simultanément et en quelques secondes le pH, et la concentration en oxygène actif liquide, grâce à des réactifs appropriés apposés sur des languettes.

Description du produit

Bandelettes à usage unique.

Un tube contient 50 bandelettes d'analyse.

Mode d'emploi

- Plonger la bandelette entièrement dans l'eau pendant 3 secondes. Ne pas secouer la bandelette.
- Tenir la bandelette test à l'horizontale pendant 30 secondes.

- Vérifier les valeurs du pH, et la concentration en oxygène actif liquide en comparant la couleur de chaque tampon au nuancier imprimé sur le tube.

Recommandations : Il est nécessaire d'analyser l'eau de la piscine chaque semaine.

Taux d'oxygène actif :

- Valeur minimale d'oxygène actif >5 mg/L.
- Augmenter si nécessaire le dosage hebdomadaire du produit afin d'avoir toujours une concentration supérieure à 5 mg/L.

pH : la valeur optimale se situe entre 7,0 et 7,4 :

- Au-dessus de 7,4 : ajouter du pH Minus.
- Au-dessous de 7,0 : ajouter du pH Plus.

Avertissements : Conserver toujours le tube bien fermé. Protéger le tube de l'humidité. Conserver dans un endroit frais.



Réf : 288015

Conditionnement : tube de 50 bandelettes



Avantages :

- 1 2 paramètres analysés en un seul geste
- 2 Utilisation facile
- 3 Contrôle immédiat

Confort

Information / Utilisation

- **Lieu d'utilisation :** dans le bassin
- **Fréquence d'utilisation :** toutes les semaines